

520 A 1500 – 400

Medizin

- 520 A 1500 – 400 Ultimate
 - Spritzteil Pumpengehäuse
 - Kavitäten 2-fach
 - Zykluszeit 40s
 - Material LSR, Momentive 4070
 - Schuss- / Teilegewicht 4g / 2g

520 A 1500 – 400

Highlight

- Anwendungskompetenz LSR
 - Schieber auf Mittelplatte
 - Dichtung für Vakuum außerhalb der Schieber
 - Thermische Trennung Kaltkanal zu „heißem“ Werkzeug
 - Neue Elmet Dosieranlage Top5100

520 A 1500 – 400

Highlight

- „Connected“
 - LSR Dosieranlage verbunden über EM 82.3
- „Automatisiert“
 - Bauteilentnahme und Ablage auf passiver Kühlstation mit Yaskawa und Greifer Fa. Barth



520 A 1500 – 400

- 520 A 1500 – 400 Ultimate

- Partner

- Kunde

- PSG Dover, US

- Werkzeug

- ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH, AT

- Dosieranlage

- ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH, AT

- Greifer

- Barth Mechanik GmbH, D

- Material

- Momentive Performance Materials Company GmbH, D