


820 A 4000 – 2100

Mobilität


- 820 A 4000 – 2100 Ultimate
 - Spritzteil Multitube
 - Kavitäten 1+1-fach
 - Zykluszeit 50s
 - Material PA6 GF30, Ultramid B3WG6
 - Schuss- / Teilgewicht 150g
 - Umsetzen, Entnahme und Ablage auf Förderband mit ML-V 40



820 A 4000 – 2100

Highlight

- Komplexe Werkzeugtechnik
 - 1+1-fach Werkzeug
 - Vor- (blau) und Fertigspritzling (grün)
 - Umsetzen im Werkzeug mit Robot
 - Elektrische angetriebene Schieber mit eigener Steuereinheit



820 A 4000 – 2100

- 820 A 4000 – 2100 Ultimate
 - Partner
Werkzeug
Material
 - GEORGES PERNOUD SAS, F
BASF SE, D